

Microchip Capri



# NÃO PERCA O SEU MELHOR AMIGO

Com os microchips Capri seu animal  
poderá ser identificado em qualquer lugar.



  
ANILHAS  
CAPRI



# VEJA COMO FUNCIONA O SISTEMA DE MICROCHIPAGEM ANILHAS CAPRI



**1** O animal recebe um microchip via subcutânea com código exclusivo mundial.



**2** O código com os dados do animal e proprietário são cadastrados na Central PET das Anilhas Capri.



**3** Quando o animal é encontrado, é facilmente identificado pela medalha personalizada.



**4** O veterinário faz a leitura do microchip, acessa os dados e localiza o proprietário.

## DADOS TÉCNICOS

Dimensão aproximada	2,1mm x 12mm
Peso Médio	0,06g
Frequência de operação	134,2 kHz FDX-B (conforme ISO 11.785)
Padrões de leitura e gravação	ISO 11.784 e ISO 11.785
Código ICAR* - Allflex	982 (* International Committee for Animal Recording)
Material da cápsula	Vidro biocompatível
Revestimento da cápsula	Polímero antimigração de Parylene® (impermeável, estável e inerte ao animal)
Embalagem	Individual e esterilizada contendo uma agulha descartável com o microchip A agulha contém dispositivo de isolamento de contato entre microchip e aplicador
Identificação acessória	06 etiquetas com código de barra correspondente ao código do microchip (padrão ISO)
Aplicador	Rende até 200 aplicações

OS MICROCHIPS CAPRI / ALLFLEX  
TÊM QUALIDADE ATESTADA  
PELO SENAI



**ANILHAS  
CAPRI**

[www.anilhascapri.com.br](http://www.anilhascapri.com.br)